

Fauteuils Coquilles

Options



Tablette ventrale


Largeur : 58 cm
Profondeur : 38 cm
Épaisseur 2 cm.



Palette pour les pieds



Tablette thermoformée unilatérale (à droite).



Tige porte-sérum avec support.



Harnais



Coussin standard de positionnement hanches/genoux. Permet un maintien en position allongée jusqu'à 15 h par jour dans un lit et un fauteuil coquille. Sur prescription médicale.



Appui-tête ergonomique à oreillettes longues.



Assise mousse visco-élastique à mémoire de forme pour une prévention accrue des escarres. Sur prescription médicale.



Ceinture pévienne 3 branches



Les modèles *Integra* et *Selectis* (versions M.T. et E.T.) peuvent être autonomes grâce à la batterie rechargeable.

batterie est fixée de façon discrète sous la coque. Le câble d'alimentation et le chargeur sont glissés dans une pochette à l'arrière du fauteuil.

Fauteuils Coquilles



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Versions	<i>Integra</i>				<i>Selectis</i>			
	M	Posture	M.T.	E.T.	M	Posture	M.T.	E.T.
Largeur d'assise	390 mm, 420 mm, 450 mm, 480 mm ou 510 mm		390 mm, 450 mm ou 510 mm		390 mm, 420 mm, 450 mm, 480 mm ou 510 mm		390 mm, 450 mm ou 510 mm	
Largeur hors-tout (sans tablette)	de 670 mm à 720 mm				de 700 mm à 720 mm			
Profondeur d'assise	410 mm, ou 440 mm ou 470 mm	440 mm			410 mm, ou 440 mm ou 470 mm	440 mm		
Longueur hors-tout (sans palette)	780 mm				890 mm			
Hauteur d'assise (avec coussin de 7 cm)	450 mm, 490 mm, ou 530 mm	490 mm, ou 530 mm	480 mm, 520 mm, ou 560 mm		450 mm, 490 mm, ou 530 mm	490 mm, ou 530 mm	480 mm, 520 mm, ou 560 mm	
Inclinaison de la coquille	-3°/+28°	-6°/+28°	-3°/+28°	-2°/+25°	-3°/+28°	-6°/+28°	-3°/+28°	-2°/+25°
Inclinaison de l'assise de transfert debout seule				32°				32°
Hauteur des accoudoirs	230 mm		200 mm		230 mm		200 mm	
Largeur des accoudoirs	90 mm							
Largeur des barres latérales	50 mm							
Roulettes	4 x Ø 125 mm 1 x Ø 50 mm				2 avant x Ø 150 mm 2 arrière x Ø 300 mm			
Poids du fauteuil	à partir de 29 kg							
Poids maxi utilisateur	120 kg							

Les réglages usines sont faits de façon à correspondre à la taille du patient sélectionnée sur la fiche de prescription.

Cotes ± 10 mm / angles ± 1°.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE. Lire attentivement la notice.



Drive DeVilbiss Healthcare France
Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496



M 080 09 20 13 - Les contenus, images et marques présentés dans ce catalogue sont la propriété exclusive de Drive DeVilbiss Healthcare France et sont susceptibles de modifications ultérieures.

Fauteuils coquilles *Integra* et *Selectis*



- **Maintien**
- **Aide au transfert**
- **Déplacements**



Pour un usage à dominante intérieure, même dans les espaces exigus.

Integra Posture



Levier d'inclinaison du repose-jambes par vérin à gaz.

Pieds avec roues freinées de Ø 125 mm à haute qualité de roulage.

Integra E.T.



Maniabilité exceptionnelle (toutes les roues pivotent intégralement sur 360°).

Integra et Selectis sont disponibles en 4 versions :

M

Inclinaison mécanique de la coque.

POSTURE

Inclinaison mécanique de la coque +
Repose-jambes inclinable indépendamment et manuellement par levier.

M.T.

Inclinaison mécanique de la coque +
Assise électrique de relevage et de transfert debout intégrée, pilotée par télécommande.

E.T.

Inclinaison électrique de la coque +
Assise électrique de relevage et de transfert debout intégrée, pilotée par télécommande.



Pour un usage à dominante extérieure Avec déplacements.

Selectis E.T.



Freinage centralisé au pied à l'arrière.

Roues arrière 12,5" (320 mm) à bandage.

Roues avant 6" (150 mm) à bandages, Pivotantes sur 360°.

Selectis M



Base roulante de type VHP

Les coloris

Aspect cuir (impermeable, fongicide et bactéricide)

CHOCOLAT/BEIGE appui-tête chocolat



Synthèse des fonctions et des options

VERSIONS	Integra			Selectis				
	M	Posture	M.T.	E.T.	M	Posture	M.T.	E.T.
Inclinaison mécanique par gâchette sur barre à pousser à l'arrière	Série			Non	Série			Non
Inclinaison électrique par télécommande	Non			Série	Non			Série
Aide à la sortie du patient (proclive de levée)	Série -3°	Série -6°	Assise de transfert	Série -3°	Série -6°	Assise de transfert		
Assise électrique d'aide au transfert debout (télécommande)	Non		Série	Non		Série		
Ceinture ventrale (2 branches)	Série							
Repose-jambes/pieds à inclinaison automatique	Série	Non	Série	Série	Non	Série		
Repose-jambes/pieds à inclinaison indépendante manuelle	Non	Série	Non	Non	Série	Non		
Poignée à pousser ergonomique	Série							
Roulettes/roues	Ø 125 mm x 4 + 1 Ø 50 mm			2 avant x Ø 150 mm 2 arrière x Ø 320 mm				
Freinage	Roues avec freins indépendants			Centralisé à l'arrière au pied				
Pochette de rangement cousue à l'arrière	Série							

OPTIONS

	Option Montée en usine	Incompatible avec assise de transfert	Option Montée en usine	Incompatible avec assise de transfert
Palette pour les pieds				
Appui-tête ergonomique à oreillettes	Oui			
Alimentation par batterie (livrée avec chargeur)	Non	Oui	Non	Oui
Tablette thermoformée unilatérale (à droite)	Oui			
Tablette ventrale escamotable (toujours vers la gauche)	Oui			
Ceinture pelvienne (3 branches)	Oui			
Harnais complémentaire en Y	Oui	Incompatible avec assise de transfert	Oui	Incompatible avec assise de transfert
Assise mousse visco-élastique	Oui			
Coussin de positionnement standard hanches/genoux	Oui			
Tige porte-sérum avec support (toujours fixée à droite)	Oui			